

Подготовка к исследованиям волос и ногтей

Анализ минерального обмена

Волосы

Срезать волос у корня с нескольких точек головы — затылочная часть, височная, теменная, лобная. Окрашенный волос подлежит анализу не ранее чем через две недели после окраски.

Транспортировка в лабораторию в течение 24 часов после взятия биоматериала в опечатанном конверте, с данными о пациенте и цели исследования.

Ногти

Для исследования ногти срезать со всех пальцев рук (всего 10 ногтей).

Ногти не должны быть покрыты лаком. Ногти помещаются в чистый пластиковый контейнер. Материал доставить в лабораторию в течение 24 часов после сбора.